

Reparaturbeschreibung Emmi-dent Ultraschallzahnbürste



Fehler: keine Funktion und auch keine Ladung möglich.

Abhilfe:

Der Akku ist defekt und lässt sich aber nur tauschen, wenn man das Gehäuse rundherum einschneidet und danach die Platine herausgezogen werden kann.

Der Akku NiMH 4,8V 300mA gibt's von

<https://www.der-schweighofer.at/Empfaengerakku-300-mAh-48V-JR-Graupner-a249666>

Danach bei den neuen Akkus die Zellenanordnung geändert und in die Platine mit der richtigen Polarität eingesetzt.

Die Platine wieder ins Gehäuse eingeschoben und mit dem zweiten Gehäuseteil wieder verklebt.

